



Lama Laringo Flexi F.O. Maxlite Mc-Intosh

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 58078

EAN / GTIN 8023279580785

Confezione 1

La punta mobile della lama facilita il sollevamento dell'epiglottide e consente una visibilità completa del processo di intubazione anche in caso di condizioni anatomiche difficili. Una migliore visibilità e una minore forza di leva riducono il rischio di lesioni della laringe e dei denti.

- costruzione in acciaio inox, finitura opaca - utilizzabile con tutti i manici della gamma "Green" - compatibile con le norme "Green" ISO 7376 - il canale migliora l'area di visualizzazione

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MISURA	EAN	CONFEZIONE
58078	N. 2	8023279580785	1
58079	N. 3	8023279580792	1
58080	N. 4	8023279580808	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ICND
Z12021099EAN / GTIN
8023279580785CODICE GEF
58078

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697