



## Videolarinoscopio

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **58120**

EAN / GTIN **6945040106715**

Confezione **1**

VIDEOLARINGOSCOPIO DIGITALE Dispositivo di intubazione visivo innovativo che visualizza su schermo un'immagine nitida e diretta del cavo faringeo. Riduce al minimo il trauma in fase di intubazione tracheale e la difficoltà della procedura. Caratteristiche: - Forma ergonomica e design resistente, impugnatura batteriostatica sicura - Lame monouso per evitare infezioni crociate - Facilità d'uso, azionamento con un solo pulsante

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Modalità di funzionamento: continuo
- Schermo: LCD tattile 3,5"; 640x480RGB
- Frequenza aggiornamento video: 30 FPS
- Angolo di rotazione: avanti e indietro = 120°, sinistra e destra = 270°
- Formato dati: JPEG o MP4
- Foto e video: 1280x720P
- Risoluzione: 1,0M Pixel
- Angolo di campo: =60°
- Illuminazione: = 2500 LUX
- Distanza di funzionamento: 20-100 mm
- Temperatura di colore: = 5000 K
- Grado riduzione colore: = 6
- Alimentazione: batteria al litio ricaricabile
- Durata funzionamento - carica: più di 2,5 ore - 2 ore
- Vita utile batteria: più di 500 cicli
- Tensione: CA 100-240 V, 50/60 Hz, 50VA
- Dimensione - peso: 232x80,3x115,9 mm - 0,165 kg

CLASSE DM

I

CND

Z12021004

EAN / GTIN

6945040106715

CODICE GEF

58120



**ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)