



Lame Videolarinoscopio

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) **58123**EAN / GTIN **6945040107736**Confezione **1**

LAME VIDEOLARINGOSCOPIO - bambini - conf. da 20 - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE

- LAME (NON STERILI)
- Uso: Bambini
- Dimensioni: 128 x 28 x 49 mm
- Dimensione trachea: 3,0 - 6,0 mm

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	ETA	EAN	CONFEZIONE
58123	bambini - monouso	6945040107736	1
58124	adulti - monouso	6945040107729	1
58125	adulti large - monouso	6945040107712	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

R9002

EAN / GTIN

6945040107736

CODICE GEF

58123

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697