



Hypor Film Medicazione di Fissaggio

Dispositivo medico

Classe I S

3 varianti

Codice GEF (SKU) 58841

EAN / GTIN 8015143008754

Confezione 1

HYPOR FILM MEDICAZIONE PER FISSAGGIO - STERILE · Hypor film 10 x 12,5 cm Medicazione adesiva sterile su pellicola di poliuretano trasparente, per fissare cateteri, garze, bende e altre medicazioni. La pellicola funge da barriera contro acqua e batteri. Permeabile all'aria e al vapore acqueo, lascia respirare la cute ed evita il rischio di macerazione. Confezionata singolarmente.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

| CODICE GEF / SKU | DIMENSIONE | EAN | CONFEZIONE |
|------------------|------------|---------------|------------|
| 58841 | 10x12,5 cm | 8015143008754 | 1 |
| 58842 | 10x20 cm | 8015143008761 | 1 |
| 58840 | 6x8 cm | 8015143008778 | 1 |

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IS

CND

M04010202

EAN / GTIN

8015143008754

CODICE GEF

58841



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697