



Hypor Film Medicazione di Fissaggio 10x25 Cm

Codice GEF (SKU) 58843

HYPOR FILM MEDICAZIONE PER FISSAGGIO - STERILE • Hypor film 10 x 25 cm Medicazione adesiva sterile su pellicola di poliuretano trasparente, per fissare cateteri, garze, bende e altre medicazioni. La pellicola funge da barriera contro acqua e batteri. Permeabile all'aria e al vapore acqueo, lascia respirare la cute ed evita il rischio di macerazione. Confezionata singolarmente. Substrato estremamente elastico e altamente conformabile per aree sensibili. Riduce il rischio di fuoriuscite di fluidi e infezioni. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE. Dispositivo medico di Classe I. Angoli arrotondati per evitare il distacco della medicazione. Adesivo acrilico ipoallergenico, dermatologicamente testato. Rivestimento protettivo facilmente rimovibile anche indossando guanti. Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- HYPOR FILM MEDICAZIONE PER FISSAGGIO - STERILE
- Hypor film 10 x 25 cm Medicazione adesiva sterile su pellicola di poliuretano trasparente, per fissare cateteri, garze, bende e altre medicazioni. La pellicola funge da barriera contro acqua e batteri. Permeabile all'aria e al vapore acqueo, lascia respirare la cute ed evita il rischio di macerazione. Confezionata singolarmente. Substrato estremamente elastico e altamente conformabile per aree sensibili. Riduce il rischio di fuoriuscite di fluidi e infezioni. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE. Dispositivo medico di Classe I. Angoli arrotondati per evitare il distacco della medicazione. Adesivo acrilico ipoallergenico, dermatologicamente testato. Rivestimento protettivo facilmente rimovibile anche indossando guanti. Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
58843



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697