



## RETE TUBOLARE ELASTICA calibro C per braccio e spalla latex free

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 58903

EAN / GTIN 8033971550412

Confezione 1

RETE TUBOLARE ELASTICA SURGIFIX® • Materiale: ZEROLATEX (poliammide 86%, elastomeri 14%) • Rete per mano, gomito, braccio • Linea: C • Larghezza mm: 38 (La differenza di larghezza tra Poly e Zerolates è dovuta alla diversa elasticità dei materiali) • Lunghezza sotto tensione: 25 m

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M03030103

EAN / GTIN

8033971550412

CODICE GEF

58903



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697