



Leukotape K

Dispositivo medico

Classe I

5 varianti

Codice GEF (SKU) 59011

EAN / GTIN 4042809203332

Confezione 1

TAPING NEUROMUSCOLARE leukotape® K Codice BSN: 72978-16
LEUKOTAPE® K 5 m x 5 cm - rosso Cerotto adesivo elastico per
taping neuromuscolare. 100% cotone rivestito in robusto materiale
acrilico adesivo. Resistente all'acqua, senza lattice. Scatola multilingue:
GB, FR, IT, ES, DE, PT, NL.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
59011	rosso	4042809203332	1
59012	blu	4042809203424	1
59013	nero	4042809390773	1
59014	azzurro	4042809390780	1
59015	rosa	4042809390797	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M0304010302

EAN / GTIN

4042809203332

CODICE GEF

59011



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697