



## Sega per Gessi Hebu Gold II

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 59099

EAN / GTIN 4058368096643

Confezione 1

SEGA PER GESSO HEBU GOLD II La nuova sega a oscillazione professionale taglia il gesso e le bende sintetiche in modo rapido, sicuro, silenzioso e preciso. Motore efficiente con regolazione elettronica della velocità e azione graduale e delicata sui materiali. Raffreddamento a circolazione del motore. All'estremità del motore viene aspirata aria fredda per proteggere il sistema di alimentazione da resina, polvere e residui. Realizzata con materiali di qualità.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- 220-240 V, 50-60 Hz
- Potenza: 250 W
- Velocità: 12.000 - 21.000 oscillazioni/min
- Lunghezza senza filo: 340 mm
- Peso con/senza cavo: 1,3/1,7 Kg
- Rumore: 68-82 dB
- Lunghezza filo: 4,5 m
- Codice IP: IP20

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12139005

EAN / GTIN

4058368096643

CODICE GEF

59099



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697