



## Lama Sega Gessi Diametro 50 Mm per 59099, 59100

Codice GEF (SKU) **59101**

EAN / GTIN **8023279591019**

Lama Ø 50 mm. Ricambio per sega gessi.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lama Ø 50 mm. Ricambio per sega gessi.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279591019**

CODICE GEF

**59101**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697