



Lama Sega Gessi Diametro 65 Mm per 59099, 59100

Codice GEF (SKU) **59102**

EAN / GTIN **8023279591026**

Lama Ø 65 mm. Ricambio per sega gessi a oscillazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lama Ø 65 mm. Ricambio per sega gessi a oscillazione.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279591026

CODICE GEF

59102



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697