



## Benda Co-plus 6,3 M X

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) **59183**EAN / GTIN **4042809185751**Confezione **1**

BENDE CO-PLUS® 6,3 m x 10 cm - pelle Codice BSN: 72100-04  
Benda coesiva flessibile. Aderisce esclusivamente su sé stessa e non sulla pelle. Indicazioni d'uso: supporto e compressione in casi di trauma e flebologia. Più estesa di quelle dei concorrenti (massima tensione: 6,3 m invece di 4,5 m). Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, NL.

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
59183	10 cm - color pelle	4042809185751	1
59182	7,5 cm - color pelle	4042809185744	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**M030402020101**

EAN / GTIN

**4042809185751**

CODICE GEF

**59183**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697