



Benda Co-plus 6,3 M X

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 59187

EAN / GTIN 4042809185843

Confezione 1

BENDE CO-PLUS® 6,3 m x 10 cm - colori misti (blu, azzurro, rosso, viola, verde neon, rosa neon) Codice BSN: 72102-02 Benda coesiva flessibile. Aderisce esclusivamente su sé stessa e non sulla pelle.

Indicazioni d'uso: supporto e compressione in casi di trauma e flebologia. Più estesa di quelle dei concorrenti (massima tensione: 6,3 m invece di 4,5 m). Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, NL.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
59187	10 cm - colori misti	4042809185843	1
59186	7,5 cm - colori misti	4042809185836	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M030402020101

EAN / GTIN

4042809185843

CODICE GEF

59187



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697