



Benda Elastica Coesiva

Dispositivo medico

Classe I

6 varianti

Codice GEF (SKU) 59207

EAN / GTIN 8033140281123

Confezione 1

Bende elastiche coesive, prive di lattice: - Per il fissaggio della medicazione - Per bendaggi di sostegno leggero e nel trattamento di fratture leggere - Non necessita di fermagli o cerotti poiché perfettamente aderente

Caratteristiche tecniche • Composizione - 42% cotone - 29% viscosa - 29% poliammide • Priva di lattice • Altezza 10 cm • Lunghezza circa 20 m in massima estensione • Allungamento 50% circa

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Composizione: - 42% cotone - 29% viscosa - 29% poliammide
- Priva di lattice
- Altezza: 10 cm
- Lunghezza: circa 20 m in massima estensione
- Allungamento: 50% circa

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
59207	20 m x 10 cm - latex free	8033140281123	1
59208	20 m x 12 cm - latex free	8033140281130	1
59206	20 m x 8 cm - latex free	8033140281116	1
59202	4 m x 10 cm - latex free	8033140281079	1
59203	4 m x 12 cm - latex free	8033140281086	1
59201	4 m x 8 cm - latex free	8033140281062	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M0303010201

EAN / GTIN

8033140281123

CODICE GEF

59207



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it