



Peha-haft 30037 Benda Elastica Coesiva 4 M X 2,5 Cm Latex Free

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 59230

EAN / GTIN 4049500030915

Confezione 1

BENDE ELASTICHE COESIVE PEHA-HAFT® - SENZA LATTICE •
Codice Hartmann: 300037 • Peha-haft® 4 m x 2,5 cm – conf. da 8
Bende coesive monouso per fissare medicazioni primarie e secondarie (stecche, ingessature, cateteri, cannule), in particolare sulle articolazioni e sulle parti coniche e tondeggianti del corpo. Effetto adesivo doppio grazie alla consistenza increspata e al rivestimento microstrutturato. - 85% estensibilità

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M0303010201

EAN / GTIN

4049500030915

CODICE GEF

59230



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697