



Peha-haft 30038 Benda Elastica Coesiva 4 M X 4 Cm Latex Free

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **59231**EAN / GTIN **4049500749923**Confezione **1**

BENDE ELASTICHE COESIVE PEHA-HAFT® - SENZA LATTICE •
Codice Hartmann: 300038 • Peha-haft® 4 m x 4 cm – conf. da 1 Bende coesive monouso per fissare medicazioni primarie e secondarie (stecche, ingessature, cateteri, cannule), in particolare sulle articolazioni e sulle parti coniche e tondeggianti del corpo. Effetto adesivo doppio grazie alla consistenza increspata e al rivestimento microstrutturato. - 85% estensibilità

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M0303010201

EAN / GTIN

4049500749923

CODICE GEF

59231

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697