



Hartmann Omnistrip

Dispositivo medico

Classe IIa

6 varianti

Codice GEF (SKU) 59304

EAN / GTIN 4049500263863

Confezione 1

CEROTTI SUTURA OMNISTRIP® - STERILI • OMNISTRIP® - 12x101 mm • Codice Hartmann: 540 685 • Minimo vendita: conf. da 300 (50 buste da 2x3) Omnistrip® è un cerotto per chiudere in modo atraumatico piccole ferite e incisioni chirurgiche. Protegge i margini della ferita dalla trazione e stabilizza le cicatrici fresche dopo la rimozione di suture o graffette. Bordi arrotondati. Conformabile e allungabile, con elevata porosità, permeabilità, traspirabilità e buona aderenza alla cute. Radiolucente, resistente alle temperature e durevole. In tessuto non tessuto cardato di poliestere/poliammide color carne, rivestito da un adesivo acrilico. Dispositivo medico di Classe IIa.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
59304	12x101 mm - 540685	4049500263863	1
59305	25x127 mm - 540686	4049500263887	1
59300	3x76 mm - 540681	4049500263788	1
59303	6x101 mm - 540684	4049500263849	1
59301	6x38 mm - 540682	4049500263801	1
59302	6x76 mm - 540683	4049500263825	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

H900102

EAN / GTIN

4049500263863

CODICE GEF

59304



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697