



Garza Laparatomica

Dispositivo medico

Classe IIa

4 varianti

Codice GEF (SKU) 59390

EAN / GTIN 8030413011029

Confezione 1

GARZA LAPAROTOMICA - non sterile • Dimensioni: 10x60 cm • Strati: 4 • Fili: 20 Garza 100% in cotone a 4 strati con 20 fili/cm², cucita sui lati e altamente assorbente. Filo di bario radiopaco intessuto nella garza, realizzato in polipropilene biocompatibile, con il 60% di solfato di bario.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
59390	10x60 cm - 4 fili	8030413011029	1
59391	20x20 cm - 4 fili	8030413011449	1
59393	40x40 cm - 4 fili	8030413003574	1
59394	40x40 cm - 8 fili	8030413003758	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

M0201030202

EAN / GTIN

8030413011029

CODICE GEF

59390



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697