



Garza Laparatomica 30x30 Cm - 4 Fili

Codice GEF (SKU) **59392**

EAN / GTIN **8030413011500**

GARZA LAPAROTOMICA - non sterile • Dimensioni: 30x30 cm • Strati: 4 • Fili: 20 Garza 100% in cotone a 4 strati con 20 fili/cm², cucita sui lati e altamente assorbente. Filo di bario radiopaco intessuto

CARATTERISTICHE TECNICHE

- GARZA LAPAROTOMICA - non sterile
- Dimensioni: 30x30 cm
- Strati: 4
- Fili: 20 Garza 100% in cotone a 4 strati con 20 fili/cm², cucita sui lati e altamente assorbente. Filo di bario radiopaco intessuto nella garza, realizzato in polipropilene biocompatibile, con il 60% di solfato di bario. Dispositivo Medico di Classe IIa secondo 93/42/CEE, 2007/47/CEE. Senza lattice.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8030413011500

CODICE GEF

59392



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697