



Garza Laparatomica 50x50 Cm - 4 Fili

Codice GEF (SKU) 59395

EAN / GTIN 8030413011500

GARZA LAPAROTOMICA - non sterile • Dimensioni: 50x50 cm • Strati: 4 • Fili: 20 Garza 100% in cotone a 4 strati con 20 fili/cm², cucita sui lati e altamente assorbente. Filo di bario radiopaco intessuto

CARATTERISTICHE TECNICHE

- GARZA LAPAROTOMICA - non sterile
- Dimensioni: 50x50 cm
- Strati: 4
- Fili: 20 Garza 100% in cotone a 4 strati con 20 fili/cm², cucita sui lati e altamente assorbente. Filo di bario radiopaco intessuto nella garza, realizzato in polipropilene biocompatibile, con il 60% di solfato di bario. Dispositivo Medico di Classe IIa secondo 93/42/CEE, 2007/47/CEE. Senza lattice.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8030413011500

CODICE GEF

59395



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697