



# Pads assorbenti sterili

2 varianti

Dispositivo medico

Codice GEF (SKU) **59404**EAN / GTIN **8023279594041**Confezione **conf. 30 pz.**

TAMPONI ASSORBENTI STERILI Ideale nelle situazioni in cui è necessaria una grande capacità di assorbimento, come le suture e le ferite croniche. Realizzato in polpa di cellulosa, polipropilene bianco e blu e carta velina. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE.

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	FORMATO	EAN	CONFEZIONE
59404	sterili	8023279594041	conf. 30 pz.
59405	sterili 59405	5605622412603	conf. 25 pz.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**IS**

CND

**M010103**

EAN / GTIN

**8023279594041**

CODICE GEF

**59404**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697