



## Rotoli Garza Cotone 80 Cm X 1 M

Codice GEF (SKU) **59410**

EAN / GTIN **5605622400143**

ROTOLI DI GARZA 100% COTONE Rotoli di garza 100% in cotone con 20 fili/cm<sup>2</sup> conformi alla farmacopea europea e a EN 14079. Rilevabili ai raggi (circa 60% bario solfato), larghezza 80 cm, piegato da 8 a

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- ROTOLI DI GARZA 100% COTONE Rotoli di garza 100% in cotone con 20 fili/cm<sup>2</sup> conformi alla farmacopea europea e a EN 14079. Rilevabili ai raggi (circa 60% bario solfato), larghezza 80 cm, piegato da 8 a 10 cm strati.
- Larghezza stesa: 80 cm x 1 m
- Larghezza piegata: 10 cm x 1 m
- Strati: 8
- Fili cm: 20 Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**5605622400143**

CODICE GEF

**59410**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697