



Rotoli Garza Cotone 80 Cm X 2 M

Codice GEF (SKU) 59411

EAN / GTIN 5605622400150

ROLOLI DI GARZA 100% COTONE Rotoli di garza 100% in cotone con 20 fili/cm2 conformi alla farmacoepa europea e a EN 14079. Rilevabili ai raggi (circa 60% bario solfato), larghezza 80 cm, piegato da 8 a

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ROTOLI DI GARZA 100% COTONE Rotoli di garza 100% in cotone con 20 fili/cm2 conformi alla farmacoepa europea e a EN 14079. Rilevabili ai raggi (circa 60% bario solfato), larghezza 80 cm, piegato da 8 a 10 cm strati.
- Larghezza stesa: 80 cm x 2 m
- Larghezza piegata: 10 cm x 2 m
- Strati: 8
- Fili cm: 20 Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

5605622400150

CODICE GEF

59411



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697