

GEF Medica

Garza Cotone 5 M X 2,5 Cm - X-ray

Codice GEF (SKU) 59431

NASTRO DI GARZA 100% COTONE - Raggi X: circa 60% di solfato di bario. - senza lattice né PVC - assorbimento dei fluidi all'interno delle cavità - tampona le ferite durante gli interventi Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- NASTRO DI GARZA 100% COTONE - Raggi X: circa 60% di solfato di bario.
- senza lattice né PVC
- assorbimento dei fluidi all'interno delle cavità
- tampona le ferite durante gli interventi
- Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
59431



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697