



Garza Cotone 5 M X 2,5 Cm - Sterile

Codice GEF (SKU) **59441**

EAN / GTIN **8023279594416**

NASTRO DI GARZA 100% COTONE - senza lattice né PVC - assorbimento dei fluidi all'interno delle cavità - tampona le ferite durante gli interventi Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- NASTRO DI GARZA 100% COTONE - senza lattice né PVC - assorbimento dei fluidi all'interno delle cavità - tampona le ferite durante gli interventi Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279594416

CODICE GEF

59441



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697