



Medicazione Hypafix 10 M X

Dispositivo medico

Classe I

4 varianti

Codice GEF (SKU) 59511

EAN / GTIN 4042809000733

Confezione 1

MEDICAZIONI BSN HYPAFIX® Benda di ritenzione per medicazioni su parti del corpo molto pronunciate o soggette a frequenti movimenti. Non tessuto deformabile ricoperto in materiale poliacrilico adesivo. HYPAFIX® 100 mm x 10 m Codice BSN: 71443-02

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
59511	100 mm	4042809000733	1
59512	150 mm	4042809000764	1
59513	200 mm	4042809000795	1
59510	50 mm	4042809000702	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M050201

EAN / GTIN

4042809000733

CODICE GEF

59511



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697