



# Silvercel 3m Medicazione Antimicrobica Non Aderente in Idroalginato con Argento 11x11 Cm

Dispositivo medico

Classe III

Codice GEF (SKU) 59571

EAN / GTIN 25032749039507

Confezione 1

3M™ SILVERCEL™ MEDICAZIONE ANTIMICROBICA IN IDROALGINATO CON ARGENTO Codice 3M™: CAD7011 Silvercel™ non aderente 11x11 cm Minimo vendita: conf. da 10 La medicazione 3M™ Silvercel™ è una compressa sterile in tessuto non tessuto composta da alginato, carbossimetilcellulosa (CMC) e fibre di nylon rivestite d'argento, che contribuisce a mantenere umido l'ambiente della ferita. L'eccellente capacità di assorbimento dei fluidi e la durevole attività antimicrobica rendono questa medicazione ideale per ferite croniche, con livelli di essudato da moderati ad alti: ulcere da pressione, venose e neuropatiche (diabetiche); siti donatori; ferite post-operatorie; ferite da trauma, ecc. L'effetto antimicrobico è garantito da un rilascio sostenuto di ioni d'argento, che possono durare fino a 7 giorni. Questa medicazione agisce contro un ampio spettro di germi patogeni presenti nella ferita, tra cui MRSA, MRSE e VRE. Tecnologia Easylift™

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

III

CND

M04040802

EAN / GTIN

25032749039507

CODICE GEF

59571



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697