



Tegaderm Alginate 3m

Dispositivo medico

Classe IIb

2 varianti

Codice GEF (SKU) **59591**

EAN / GTIN **04054596862074**

Confezione **1**

3M™ TEGADERM™ ALGINATE Codice 3M™: 90110 Tegaderm™ Alginate medicazione ad alta integrità 5x5 cm La medicazione in alginato di calcio ad alta integrità 3M™ Tegaderm™ contribuisce a mantenere un ambiente umido ottimale per la cicatrizzazione delle ferite da moderatamente ad altamente essudanti. Questa medicazione primaria è altamente conformabile, morbida, assorbente, sterile. Reagendo all'essudato delle ferite, forma una massa gelatinosa che mantiene un ambiente umido idoneo per la cicatrizzazione. La struttura ad alta integrità facilita la rimozione della medicazione, in grado inoltre di controllare piccole emorragie e facilitare lo sbrigliamento autolitico. Richiede una medicazione secondaria appropriata. Compatibile con medicazioni coprenti 3M.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
59591	5x5 cm	04054596862074	1
59593	30,4x2 cm	04054596862104	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIb

CND
M04040201

EAN / GTIN
04054596862074

CODICE GEF
59591



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697