



Scotchcast 3m 5 Cm X 3,65 M

Dispositivo medico

Classe I

4 varianti

Codice GEF (SKU) **59610**EAN / GTIN **50707387394795**Confezione **1**

BENDA SINTETICA RIGIDA 3M™ Scotchcast™ Plus • Codice 3M: 82002 • Colore: Bianco • Dimensioni: 5 cm x 3,65 m Una benda sintetica leggera, resistente e durevole che combina i vantaggi della fibra di vetro della benda con la maneggevolezza del gesso. - La resina attivabile con l'acqua permette di controllare il tempo di lavoro in base alle esigenze di applicazione

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
59610	bianco	50707387394795	1
59611	verde	50707387394818	1
59612	rosso	50707387394849	1
59613	blu	50707387394801	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M03050202

EAN / GTIN

50707387394795

CODICE GEF

59610

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697