



# Softcast 3m 2,5 Cm X 1,8 M

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 59650

EAN / GTIN 50707387464252

Confezione 1

3M™ SOFT-CAST™ BENDA SINTETICA SEMIRIGIDA • Codice 3M: 82101 • Colore: Bianco • Dimensioni: 2,5 cm x 1,8 m Benda sintetica in fibra di vetro che non indurisce fino a risultare completamente rigida, ma rimane flessibile e morbida anche al completamento dell'asciugatura. - i bordi morbidi pieghevoli migliorano il confort del paziente

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M03050202

EAN / GTIN

50707387464252

CODICE GEF

59650



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697