



# Softcast 3m 5 Cm X 3,65 M

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 59660

EAN / GTIN 50707387464269

Confezione 1

3M™ SOFT-CAST™ BENDA SINTETICA SEMIRIGIDA • Codice 3M: 82102 • Colore: Bianco • Dimensioni: 5 cm x 3,65 m Benda sintetica in fibra di vetro che non indurisce fino a risultare completamente rigida, ma rimane flessibile e morbida anche al completamento dell'asciugatura. - i bordi morbidi pieghevoli migliorano il confort del paziente

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
59660	bianco	50707387464269	1
59662	rosso	50707387463859	1
59663	blu	50707387463842	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M03050202

EAN / GTIN

50707387464269

CODICE GEF

59660



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697