



Softcast 3m 7,5 Cm X 3,65 M

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 59670

EAN / GTIN 50707387464276

Confezione 1

3M™ Soft-Cast™ Benda sintetica semirigida • Codice 3M: 82103 • Colore: Bianco • Dimensioni: 7,5 cm x 3,65 m Benda sintetica in fibra di vetro che non indurisce fino a risultare completamente rigida, ma rimane flessibile e morbida anche al completamento dell'asciugatura. - i bordi morbidi pieghevoli migliorano il confort del paziente

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
59670	bianco	50707387464276	1
59672	rosso	50707387463880	1
59673	blu	50707387463873	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M03050202

EAN / GTIN

50707387464276

CODICE GEF

59670



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697