



Softcast 3m 10 Cm X 3,65 M

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 59680

EAN / GTIN 50707387464283

Confezione 1

3M™ Soft-Cast™ Benda sintetica semirigida • Codice 3M: 82104 • Colore: Bianco • Dimensioni: 10 cm x 3,65 m Benda sintetica in fibra di vetro che non indurisce fino a risultare completamente rigida, ma rimane flessibile e morbida anche al completamento dell'asciugatura. - i bordi morbidi pieghevoli migliorano il confort del paziente

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
59680	bianco	50707387464283	1
59682	rosso	4046719435869	1
59683	blu	50707387463903	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M03050202

EAN / GTIN

50707387464283

CODICE GEF

59680



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697