



Stockinet 3m

Dispositivo medico

Classe I

4 varianti

Codice GEF (SKU) **59703**EAN / GTIN **50707387788297**Confezione **1**

MAGLINA SINTETICA 3M™ STOCKINET™ • Codice 3M: MS04 • STOCKINET™ 10 cm x 22,8 m Maglina tubolare sintetica in fibre di poliestere, utilizzata come protezione della cute del paziente al di sotto degli apparecchi gessati sintetici. Non è un prodotto sterile, ma è sterilizzabile a vapore in autoclave. Idrorepellente e quindi adatta per l'uso con Soft Cast per ottenere un apparecchio impermeabile. Adatto per l'uso con tutti materiali di immobilizzazione, gessi e bende sintetiche.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
59703	10 cm x 22,8 m	50707387788297	1
59700	2,5 cm x 22,8 m		1
59701	5 cm x 22,8 m	50707387788341	1
59702	7,5 cm x 22,8 m	50707387788280	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M03030201

EAN / GTIN

50707387788297

CODICE GEF

59703

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697