



Microfoam 3m

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) **59710**EAN / GTIN **30707387019830**Confezione **1**

3M™ Microfoam™ nastro chirurgico Nastro in schiuma elastica altamente conformabile che si estende per applicazioni di compressione o per effettuare medicazioni su aree difficili.

Allungamento multidirezionale per adattarsi a gonfiori o garantire comfort. Adesione delicata e sicura su siti con profili irregolari.

Resistente all'acqua. Ipoallergenico e non realizzato con lattice di gomma naturale. • Codice 3M: 1528-1 • Dimensioni: 25 mm x 5 m

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
59710	25 mm x 5 m	30707387019830	1
59711	50 mm x 5 m	30707387019847	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M050101

EAN / GTIN

30707387019830

CODICE GEF

59710

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697