



## Pad Sotto Gesso

Dispositivo medico

Classe I

4 varianti

Codice GEF (SKU) **59717**EAN / GTIN **28711428073946**Confezione **1**

Cotonina Sintetica Antidecubito 3M™ · Codice 3M: MW04 ·

Dimensioni: 10 cm x 2,7 m Cotonina in poliestere non tessuto, porosa e altamente conformabile. Resistente, ma facile da strappare. - Cotonina sintetica per ingessature - Cotonina in poliestere non tessuto, porosa e altamente conformabile

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
59717	10 cm x 2,7 m	28711428073946	1
59718	15 cm x 2,7 m	28711428073953	1
59715	5 cm x 2,7 m	28711428073922	1
59716	7,5 cm x 2,7 m	28711428073939	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**M010201**

EAN / GTIN

**28711428073946**

CODICE GEF

**59717**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697