



Dispositivo di Fissaggio Nasogastrico 3M 4,5x4,7 Cm

Codice GEF (SKU) **59725**

EAN / GTIN **30707387792382**

DISPOSITIVO DI FISSAGGIO NASOGASTRICO 3M™ Codice 3M™: 1500NG Dispositivo nasogastrico 4,5x4,7 cm - piccolo Minimo vendita: conf. da 50 Il Dispositivo di fissaggio nasogastrico 3M™ fornisce un fissaggi

CARATTERISTICHE TECNICHE

- DISPOSITIVO DI FISSAGGIO NASOGASTRICO 3M™ Codice 3M™: 1500NG Dispositivo nasogastrico 4,5x4,7 cm - piccolo Minimo vendita: conf. da 50 Il Dispositivo di fissaggio nasogastrico 3M™ fornisce un fissaggio sicuro per sondini di alimentazione e altri sondini che somministrano terapie per via nasale. Questo dispositivo di fissaggio di sondini nasogastrici è una soluzione di facile impiego che contribuisce a prevenire le lesioni dovute alla pressione e a ridurre al minimo il rischio di lesioni cutanee correlate agli adesivi medicali (MARS). - fissaggio più sicuro: l'adesivo rimane attaccato in posizioni difficili fino a 48 ore - delicatezza sulla cute: riduce il rischio di lesioni da pressione consentendo al sondino nasogastrico di pendere liberamente - delicatezza sulla cute: offre l'efficacia di fissaggio necessaria minimizzando nel contempo i danni alla cute - facilità d'impiego: facile da applicare e rimuovere, consente di standardizzare la tecnica di applicazione - trasparenza: offre la visibilità della cute, dei sondini nasali e degli altri sondini, agevolando la valutazione - la linguetta non adesiva all'estremità della coda facilita la rimozione

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

30707387792382

CODICE GEF

59725



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697