



Pinza per Estrazione Superiore

Dispositivo medico

Classe I

4 varianti

Codice GEF (SKU) 60003

EAN / GTIN 8023279600032

Confezione 1

Pinze in acciaio inox per estrazione molari di destra, arcata superiore •

Modello: FIG. 17 • Lunghezza: 17,5 cm

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
60003	17	8023279600032	1
60004	18	8023279600049	1
60005	29	8023279600056	1
60006	51	8023279600063	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L150301

EAN / GTIN

8023279600032

CODICE GEF

60003



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697