



Portaimpronte Perforati

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **60040**

EAN / GTIN **8023279600407**

Confezione **1**

Set di 10 portaimpronte perforati in acciaio inox (5 inferiori + 5 superiori)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0402

EAN / GTIN

8023279600407

CODICE GEF

60040



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697