



# Portaimpronte Non Perforati

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 60045

EAN / GTIN 8023279600452

Confezione 1

Set di 10 portaimpronte non perforati in acciaio inox (5 inferiori + 5 superiori)

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0402

EAN / GTIN

8023279600452

CODICE GEF

60045



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697