



Sonda Explorer

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) **60100**EAN / GTIN **8023279601008**Confezione **1**

Explorer/sonda in acciaio inox

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
60100	EXPLORER	8023279601008	1
60101	EXPLORER - fig. 17/23	8023279601015	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L149005

EAN / GTIN

8023279601008

CODICE GEF

60100

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697