



## Scaler Langer Fig.

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 60144

EAN / GTIN 8023279601442

Confezione 1

Scaler Langer in acciaio inox • Modello: FIG. 1/2

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

| CODICE GEF / SKU | DIMENSIONE | EAN           | CONFEZIONE |
|------------------|------------|---------------|------------|
| 60144            | 1/2        | 8023279601442 | 1          |
| 60145            | 3/4        | 8023279601459 | 1          |

### DATI REGOLATORI • DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L149099

EAN / GTIN

8023279601442

CODICE GEF

60144



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697