



Strumento per Modellare Wiland

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 60171

EAN / GTIN 8023279601718

Confezione 1

Strumento per modellare Wiland in acciaio inox

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L149099

EAN / GTIN

8023279601718

CODICE GEF

60171



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697