



Strumento per Modellare Beale

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 60173

EAN / GTIN 8023279601732

Confezione 1

Strumento per modellare Beale in acciaio inox • Modello: mod. 7A

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L149099

EAN / GTIN

8023279601732

CODICE GEF

60173



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697