



Siringa Tubofiala 2,2 Cc

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 60195

EAN / GTIN 8023279601954

Confezione 1

Siringa tubofiala in acciaio inox da 2,2 cc con filettatura metrica e aspirazione.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

A020203

EAN / GTIN

8023279601954

CODICE GEF

60195



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697