



## 3M 2138 Filtro antiparticolato P3 R - cartone da 80 pezzi

3M

protezione-respiratoria

Cartone intero

Codice GEF (SKU) 7000029735

EAN / GTIN 50051131529071

Confezione Cartone da 80 pezzi

I filtri antiparticolato a baionetta 3M™ sono omologati CE e offrono protezione da un'ampia gamma di polveri sottili, nebbie e altri particolati, a seconda del modello selezionato. La compatibilità e le omologazioni tra filtri e maschera dipendono dalle normative. Consulta la Scheda tecnica per verificare che il filtro e la maschera siano omologati. Sono dotati di una connessione a baionetta che si adatta a qualsiasi respiratore riutilizzabile a baionetta 3M™, offrendo una bassa resistenza respiratoria e un buon equilibrio con un profilo sottile e a spiovente, progettato per ottimizzare il tuo

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Vendita a cartone intero; unità minima ordinabile: cartone.
- Lead time operativo indicato nella scheda prodotto.
- Fonti tecniche: pagina ufficiale 3M e listino fornitore 2026.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

50051131529071

CATEGORIA

DPI / sicurezza sul lavoro

CODICE GEF

7000029735



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697