



3M 4520 tuta protettiva bianca - cartone da 20 pezzi

3M

tute-e-completi

Cartone intero

Codice GEF (SKU) 7000034762

EAN / GTIN 04046719401116

Confezione Cartone da 20 pezzi

L'indumento protettivo 3M™ 4520 è stato realizzato con più strati di tessuto non tessuto SMMMS per un'efficace protezione e resistenza, con un peso di soli 43 g/mq. Altamente traspirante e morbido come un indumento, può essere comodamente indossato per periodi prolungati e protegge da scariche elettrostatiche, particolato pericoloso e schizzi di liquidi tipo 5/6.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Vendita a cartone intero; unità minima ordinabile: cartone.
- Lead time operativo indicato nella scheda prodotto.
- Fonti tecniche: pagina ufficiale 3M e listino fornitore 2026.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO / FORMATO	EAN	CONFEZIONE
7000034762	L	04046719401116	Cartone da 20 pezzi
7000034763	XL	04046719401130	Cartone da 20 pezzi
7000034764	2XL	04046719401154	Cartone da 20 pezzi
7000089643	3XL	04046719401178	Cartone da 20 pezzi

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

04046719401116

CATEGORIA

DPI / sicurezza sul lavoro

CODICE GEF

7000034762



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697