



3M 5925 Filtro antiparticolato P2 R - cartone da 80 pezzi

3M

protezione-respiratoria

Cartone intero

Codice GEF (SKU) 7000037674

EAN / GTIN 04046719550166

Confezione Cartone da 80 pezzi

I prefiltri antiparticolato a baionetta 3M™ possono essere montati sui filtri per gas e vapore a baionetta 3M™ serie 6000 per fornire una protezione da determinate particelle solide e liquide, quando utilizzati con maschere facciali a baionetta 3M™. Utilizzare il fermo per filtro 3M™ 501 per fissare un filtro a filtro per gas/vapore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Vendita a cartone intero; unita' minima ordinabile: cartone.
- Lead time operativo indicato nella scheda prodotto.
- Fonti tecniche: pagina ufficiale 3M e listino fornitore 2026.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

04046719550166

CATEGORIA

DPI / sicurezza sul lavoro

CODICE GEF

7000037674



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697