



3M 4500-W tuta protettiva bianca - cartone da 20 pezzi

3M

tute-e-completi

Cartone intero

Codice GEF (SKU) 7000089591

EAN / GTIN 04046719399963

Confezione Cartone da 20 pezzi

L'indumento protettivo 3M™ 4500 è realizzato con un morbido polipropilene traspirante e offre a chi la indossa un'eccellente dissipazione del calore, massima freschezza e comfort. L'indumento protettivo offre protezione base dallo sporco, dalla polvere e dai liquidi non pericolosi ed è certificata CE di categoria I.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Vendita a cartone intero; unità minima ordinabile: cartone.
- Lead time operativo indicato nella scheda prodotto.
- Fonti tecniche: pagina ufficiale 3M e listino fornitore 2026.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO / FORMATO	EAN	CONFEZIONE
7000089591	M	04046719399963	Cartone da 20 pezzi
7000089592	L	04046719399987	Cartone da 20 pezzi
7000089593	XL	04046719400003	Cartone da 20 pezzi
7000089594	2XL	04046719400027	Cartone da 20 pezzi

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

04046719399963

CATEGORIA

DPI / sicurezza sul lavoro

CODICE GEF

7000089591



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697