



## 3M 4515-O tuta protettiva arancione - cartone da 20 pezzi

3M

tute-e-completi

Cartone intero

Codice GEF (SKU) 7000089634

EAN / GTIN 04046719400928

Confezione Cartone da 20 pezzi

L'indumento protettivo 3M™ 4515 è una tuta resistente in SMS da 50 g/mq che offre eccellente comfort e traspirabilità. Può quindi essere indossato per intervalli di tempo prolungati contribuendo ad aumentare la produttività. Certificata CE, la tuta protegge da polveri tossiche tipo 5, schizzi di liquidi tipo 6 e da particolato nucleare/radioattivo secondo EN 1073-2. Una soluzione economica, è disponibile in una varietà di colori per facilitare l'identificazione e la mappatura delle zone.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Vendita a cartone intero; unità minima ordinabile: cartone.
- Lead time operativo indicato nella scheda prodotto.
- Fonti tecniche: pagina ufficiale 3M e listino fornitore 2026.

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO / FORMATO	EAN	CONFEZIONE
7000089634	L	04046719400928	Cartone da 20 pezzi
7000089636	2XL	04046719400966	Cartone da 20 pezzi

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

04046719400928

CATEGORIA

DPI / sicurezza sul lavoro

CODICE GEF

7000089634



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697