



3M 4510 tuta protettiva bianca - cartone da 20 pezzi

3M

tute-e-completi

Cartone intero

Codice GEF (SKU) 7000089662

EAN / GTIN 04046719401574

Confezione Cartone da 20 pezzi

L'indumento protettivo 3M™ 4510 offre una protezione economica contro agenti infettivi, determinate polveri pericolose e schizzi limitati di liquidi. Il laminato PE è dotato di micro-pori che consentono al calore di fuoriuscire e all'umidità di evaporare dalla pelle e attraverso l'indumento, offrendo una soluzione leggera, confortevole e allo stesso tempo protettiva.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Vendita a cartone intero; unità minima ordinabile: cartone.
- Lead time operativo indicato nella scheda prodotto.
- Fonti tecniche: pagina ufficiale 3M e listino fornitore 2026.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO / FORMATO	EAN	CONFEZIONE
7000089662	M	04046719401574	Cartone da 20 pezzi
7000089663	L	04046719401598	Cartone da 20 pezzi
7000089664	XL	04046719401611	Cartone da 20 pezzi
7000089665	2XL	04046719401635	Cartone da 20 pezzi

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

04046719401574

CATEGORIA

DPI / sicurezza sul lavoro

CODICE GEF

7000089662



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697